

Como utilizar seu nebulizador



Neighborhood
Health Plan™



1. Lave as mãos



2. Coloque o nebulizador sobre uma superfície plana e firme



3. Conecte-o a uma tomada



4. Conecte uma extremidade do tubo ao nebulizador



5. Acrescente o medicamento



6. Conecte o bocal ao compartimento do medicamento



7. Conecte a outra extremidade do tubo ao compartimento do medicamento



8. Ligue o nebulizador



ERRADO! NÃO segure o bocal em frente de seu rosto



9. Feche seus lábios ao redor do bocal. Respire **devagar e profundamente** através da **BOCA**



10. Quando terminar, lave as peças com água e sabão e enxágue



11. Deixe que as peças sequem ao ar livre