

如何使用哮喘噴霧機器與面罩



Neighborhood
Health Plan™



1. 清洗你的手，然後把手弄乾




2. 將噴霧機器放在平坦而且穩固的地方上



3. 將插頭接上電源



4. 將管子的一邊與噴霧器連接



5. 將 Albuterol 與 Saline 加入藥物杯內
或
直接加入已調好的藥物 →



6. 將口罩連接藥物杯



7. 把管子的另一邊與藥物杯連接



8. 開啟你的噴霧器



9. 把口罩放於鼻和嘴上。
並用嘴巴慢慢將藥物吸入



請不要把口罩對著面部



10. 當使用完畢，請用肥皂水清洗用具，然後用清水沖掉肥皂



11. 將用具放於乾淨的地方吹乾