

Como utilizar seu nebulizador com máscara



Neighborhood
Health Plan™



1. Lave as mãos



2. Coloque o nebulizador sobre uma superfície plana e firme



3. Conecte-o a uma tomada



4. Conecte uma extremidade do tubo ao nebulizador



5. Acrescente o medicamento e o soro
OU

Acrescente o medicamento já preparado



6. Attach facemask to the medication holder



7. Conecte a outra extremidade do tubo ao compartimento do medicamento



8. Ligue o nebulizador



9. Coloque a máscara sobre o nariz e boca. Respire **devagar e profundamente** através da **BOCA**



ERRADO! NÃO a segure em frente do rosto



10. Quando terminar, lave as peças com água e sabão e enxágue



11. Deixe que as peças sequem ao ar livre