

Sử dụng máy bơm với mặt nạ như thế nào



Neighborhood
Health Plan™



1. Rửa tay




2. Đặt máy bơm lên một mặt phẳng, chắc chắn




3. Cắm điện vào



4. Gắn một đầu đường ống vào máy bơm



5. Cho thuốc và saline
HOẶC
Chỉ cho thuốc đã trộn sẵn mà thôi →



6. Gắn mặt nạ vào ống chứa thuốc



7. Gắn đầu kia của đường dây ống vào ống chứa thuốc



8. Bật máy bơm lên



9. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng. Thở chậm, sâu bằng MIỆNG



SAI! KHÔNG để mặt nạ trước mặt



10. Sau khi làm xong, rửa các bộ phận bằng nước xà phòng và xả lại



11. Để các bộ phận khô ráo