


如何一起使用吸入器與 OptiHaler®



1. 將藥罐從塑料器取出

2. 將分隔器的蓋打開




3. 將藥罐放在分隔器上（如上圖）

4. 確定分隔器的後蓋緊閉后

5. 將藥搖勻

6. 盡量將氣呼出



如果你需要吸入第二次藥物，請等上一分鍾



重複第 8-10 的步驟

7. 這時把分隔器的吸嘴放入口內

8. 按下這裡，與始同時慢慢將藥物深深吸入體內

9. 這時盡量屏住呼吸大約10秒

10. 然後慢慢將氣呼出



11. 將蓋蓋上分隔器

12. 再用清水漱口並把水吐出