

Cómo usar su inhalador con OptiHaler®



1. Saque el envase de metal de la funda de plástico.



2. Quitela la tapa de la boquilla.



3. Ponga así el envase de metal en el Optihaler.

4. Verifique que el tapón en el extremo esté bien cerrado.

5. Agítelo bien.

6. Exhale completamente.



7. Ponga los labios alrededor de la boquilla.

8. Apriete hacia abajo aquí **AL MISMO TIEMPO** en que **INHALA** lenta y profundamente

9. Aguante la respiración por diez segundos, si puede.

10. Exhale lentamente.



Si necesita otra inhalación de medicamento...



...espere **UN** minuto, después repita los pasos 8 a 10



11. Vuelva a poner la tapa



12. Enjuáguese la boca con agua y escupa.